

## Filtere à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour caisson de filtration H40 ou modèles d'armoires série 12 avant 2008

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3744
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	CORGFC			Code douanier	38021000		
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
CORGFC	200 x 100 x 400		0		0	0	10.00