

## Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Filtration spécifique à ces produits
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence **AMM200** Code douanier **38021000**  
 Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) **700 x 500 x 500**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
AMM200	70 x 545 x 380		0		0	0	12.00