


Product Name	Sac Minigrip[®] zone d'écriture
---------------------	-------------------------------------------------



DIMENSIONS		
Patte	<i>Lip</i>	20 mm
Largeur	<i>Width</i>	L
Profondeur	<i>Depth</i>	P
SPECIFICATIONS		
Matière	<i>Material</i>	PE
Epaisseur	<i>Thickness</i>	60 µm
Fermeture	<i>Closure</i>	integrated
Autres: 3 Bandes blanches Trou de suspension Ø 8 mm Liassage par rouleau de 50		Additional: 3 white stripes Hanging hole Ø 8 mm Bundle of 50 bags

Reference	LxP (mm)	
ITM020301	40 X 60	◆ *
ITM103820	50 X 80	◆
ITM020302	60 X 80	◆
ITM020336	70 X 100	◆
ITM020902	75 X 90	◆
ITM020304	80 X 120	◆
ITM020305	85 X 180	◆ ●
ITM103821	90 X 100	◆
ITM020904	100 X 125	◆
ITM020307	100 X 150	◆
ITM103822	115 X 150	◆
ITM020308	120 X 180	
ITM020309	150 X 180	
ITM020310	160 X 220	
ITM020312	180 X 250	

ITM020313	200 X 300	
ITM020311	230 X 320	●
ITM020317	250 X 350	●
ITM020318	300 X 400	●
ITM020319	300 X 450	●

◆ *Rouleau de 100*
Bundle of 100

* *Trou de suspension Ø 6 mm*
Hanging hole Ø 6 mm
● *Trou d'aération Ø 4 mm*
Aeration hole Ø 4 mm

PROPRIETES	PROPERTIES
<ul style="list-style-type: none"> • Opaque à 100% de la lumière • Température de stockage recommandée: 16-24 ° C • Taux d'humidité relative recommandée: 35-55% • Sous réserves des conditions de stockage mentionnées, nos produits sont garantis 12 mois à compter de la date de livraison. 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% light blocking • Recommended stock temperature: 16-24°C • Recommended relative humidity : 35-55% • In respect of above mentioned stocking conditions, our products are guaranteed 12 months from delivery date.