

FICHE TECHNIQUE

Référence	060525
Désignation	Sachet Minigrip



Description :

- ✓ Sachets en polyéthylène
- ✓ Avec liseré rouge sur la fermeture à glissière
- ✓ Epaisseur 60 microns
- ✓ Trou de suspension de 8 mm de diamètre
- ✓ Version simple
- ✓ Dimensions : 200 x 300 mm
- ✓ Ø trou aération : 6 mm
- ✓ Rouleau de 50

Unité de vente :

1000 Sachets
