

FICHE TECHNIQUE

Référence	060568B
Désignation	Sachet Doypack®



Description :

- ✓ Protection maximale contre l'oxygène, l'humidité, les rayons UV et la chaleur
- ✓ Zip refermable hermétique
- ✓ Soufflet de fond arrondi pour tenir debout.
- ✓ Étanche et inviolable en soudant le voile
- ✓ Coloris argenté
- ✓ Triple-couche PET / ALU / PE

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions LxP : 85 x 125 + 2 x 25 mm

Unité de vente :

500 Sachets