

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	060570B
<b>Désignation</b>	Sachet Doypack®



### Description :

- ✓ Protection maximale contre l'oxygène, l'humidité, les rayons UV et la chaleur
- ✓ Zip refermable hermétique
- ✓ Soufflet de fond arrondi pour tenir debout.
- ✓ Étanche et inviolable en soudant le voile
- ✓ Coloris argenté
- ✓ Triple-couche PET / ALU / PE

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions LxP : 130 x 190 + 2x35 mm

### Unité de vente :

500 Sachets