

FICHE TECHNIQUE

Référence	060594
Désignation	Sachet



Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ Epaisseur 60 microns
- ✓ Trou de suspension de 8 mm de diamètre
- ✓ Livrés par 1000
- ✓ Existents en version simple, avec plage d'écriture ou à poche kangourou
- ✓ La plage d'écriture est séparée en trois bandes
- ✓ Ecriture possible au stylo à bille
- ✓ Les modèles à poche kangourou permettent l'insertion de documents d'accompagnement

Unité de vente :

1000 Sachets
