

FICHE TECHNIQUE

Référence	060603
Désignation	Pipeteur Pipet Pump standard pour pipette 10 ml



Description :

- ✓ Polypropylène, Homopolymère
- ✓ Longueur : 5.62 pouces
- ✓ Longueur avec piston étendu : 8.75 pouces
- ✓ Diamètre de la surface pour la prise en main : 0,71 pouces
- ✓ Molette dépasse de 0,61 pouces
- ✓ Mandrin 8,0 mm rétrécis jusqu'à 5,0 mm
- ✓ Tous les matériaux sont conformes à la réglementation de la FDA
- ✓ Démontez toutes les pièces avant l'autoclave à vapeur à 121°C pendant 20 min (SAUF LE MANDRIN QUI NE DEVRAIT PAS ETRE AUTOCLAVE)
- ✓ Volume de 0 à 10ml
- ✓ Couleur : Vert

Unité de vente :

1 Pipeteur