

Distributeur QuickFix élastique

Distributeur de pansements mural contenant 90 pansements élastiques et agréables tissés, qui s'adaptent aux mouvements de la peau. Les pansements respectent la peau et la laissent respirer.

Ils peuvent être utilisés partout, dans les endroits où il y a des risques de petites blessures et coupures. Le distributeur se colle ou se visse aux murs de tous les lieux de travail. QuickFix peut être vissé ou collé. Livré avec visserie et adhésif double face.



FICHE PRODUIT

- Accès direct et immédiat aux pansements
- Le distributeur est facile à fixer aux endroits où les besoins sont les plus urgents
- Pansements confortables et aérés qui s'adaptent aux mouvements de la peau
- Chaque pansement se trouve dans un emballage hygiénique individuel et est prêt à l'emploi lorsque vous le tirez du distributeur
- Le pansement s'applique d'une seule main
- Il est facile de voir quand le distributeur est vide, et le remplissage est simple à réaliser
- Les pansements portent le marquage CE
- Le distributeur comporte un tiroir pour les petits objets, qui peut être fermé à clé

Réf.	Nom du produit	Conditionnement	Dimensions
 5502	Distributeur de pansements élastiques QuickFix	1 unité	L:135 x I:230 x H:32 mm
 5512	Recharge de pansements élastiques QuickFix 45 unités	48 recharges	Pansement: L:72 x I:25 mm