

FICHE TECHNIQUE

Référence	060733
Désignation	Coffret lave-oeil



Description :

- ✓ Coffret mural étanche à la poussière
- ✓ En polystyrène résistant
- ✓ Bonne visibilité et accès facile aux soins d'urgence
- ✓ Rinçage oculaire immédiat et efficace
- ✓ Montage simple (livré avec vis et chevilles)
- ✓ Peut s'utiliser sur les postes de travail mobiles
- ✓ Contient 2 flacons de 1000 ml
- ✓ Solution saline de chlorure de sodium stérile à 0,9%
- ✓ Dimensions : (h x l x p) 357 x 252 x 116 mm

Unité de vente :

1 Coffret lave-oeil
