

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-------------------|
| Référence | 060735 |
| Désignation | Coffret lave-oeil |



Description :

- ✓ Coffret mural étanche à la poussière
- ✓ En polystyrène résistant
- ✓ Bonne visibilité et accès facile aux soins d'urgence
- ✓ Rinçage oculaire immédiat et efficace
- ✓ Montage simple (livré avec vis et chevilles)
- ✓ Peut s'utiliser sur les postes de travail mobiles
- ✓ Contient 2 flacons de 500 ml
- ✓ 1 solution saline de chlorure de sodium stérile à 0,9% et 1 solution neutralisante tampon phosphate 4,9%
- ✓ Dimensions : (h x l x p) 280 x 230 x 110 mm

Unité de vente :

1 Coffret lave-oeil