

FICHE TECHNIQUE

Référence	060736
Désignation	Coffret lave-oeil



Description :

- ✓ Coffret mural étanche à la poussière
- ✓ En polystyrène résistant
- ✓ Bonne visibilité et accès facile aux soins d'urgence
- ✓ Rinçage oculaire immédiat et efficace
- ✓ Montage simple (livré avec vis et chevilles)
- ✓ Peut s'utiliser sur les postes de travail mobiles
- ✓ Contient 1 flacon de 1000 ml + 1 flacon de 500 ml
- ✓ 1 solution saline de chlorure de sodium stérile à 0,9% (1000 ml) et 1 solution neutralisante tampon phosphate 4,9% (500 ml)
- ✓ Dimensions : (h x l x p) 357 x 252 x 116 mm

Unité de vente :

1 Coffret lave-oeil
