

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	060740
<b>Désignation</b>	Station lave-oeil



### Description :

- ✓ Station murale
- ✓ En PVC résistant
- ✓ Accès facile et immédiat en cas d'accident oculaire
- ✓ Montage simple (livré avec vis et chevilles)
- ✓ Convient aux environnements peu exposés à la poussière
- ✓ Contient 1 flacon de 1000 ml
- ✓ Solution saline de chlorure de sodium stérile à 0,9%
- ✓ Dimensions : (h x l x p) 375 x 180 x 95 mm

### Unité de vente :

1 Station lave-oeil

---