

FICHE TECHNIQUE

Référence	060917
Désignation	Bain à sec Benchmark BSH1000



Description :

- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Outil de prélèvement des blocs
- ✓ Sélection de la température et du temps par rotation du bouton
- ✓ Contrôle par microprocesseur PID
- ✓ Affichage LCD 4 digits
- ✓ Recalibration manuelle par l'utilisateur
- ✓ Garantie 2 ans
- ✓ Certifié CE

Données Techniques :

Capacité (en blocs)	2
Dimensions l x p x h (mm)	220 x 270 x 80
Dimensions d'un bloc (mm)	76 x 95 x 50
Poids Net (kg)	2,8
Gamme de Températures (°C)	(Ambiante + 5°C) à 150°C
Résolution (affiche et réglage)	0,1°C
Précision	± 0,2°C
Uniformité	± 0,2°C
Réglage/affichage de température	Digital, LED
Minuteur	1-999 min
Température d'utilisation	4°C à 65°C
Alimentation électrique (Tension, Freq)	230V ; 50-60Hz
Consommation électrique (W)	300

Unité de vente : 1 bain à sec