

**FICHE TECHNIQUE**

**REFERENCE :**

**060976CL**

**Agitateur orbital pour microplaque  
ClearLine®**

**Caractéristiques :**

- Agitateur orbital avec affichage digital
- Pour 4 microplaques standard ou deepwell
- Convient pour les chambres froide et incubateur
- Livré avec une plate-forme pour microplaque



Vitesse d'agitation (rpm)	200 à 1500
Incrément (rpm)	10
Orbite (mm)	3
Capacité	4 microplaques
Dimensions de l'agitateur L x P x H (mm)	330 x 300 x 120
Affichage	Digital
Température d'utilisation	4 à 65°C
Poids (kg)	5,5
Alimentation électrique	230V, 50-60Hz

**Unité de vente :**

1 agitateur