

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	061112
<b>Désignation</b>	Macropipettes



---

### Description :

- ✓ Macropipettes Acura 835
- ✓ A volume variable
- ✓ Ejection facilitée des embouts
- ✓ Légères - activation sans effort
- ✓ Large affichage numérique pour une visibilité permanente du volume
- ✓ Exceptionnellement ergonomiques et faciles à utiliser
- ✓ Justip™ : concept innovant pour l'éjection d'embout
- ✓ Système de calibrage par l'utilisateur swift-set
- ✓ Capuchon de couleur smartie tournant librement
- ✓ Entièrement autoclavable à 121 °C
- ✓ Garantie 3 ans
- ✓ Filtre de protection intégré (sur chaque modèle)
- ✓ Avec embout monté pour Micropipette Pasteur pour le modèle 061200, adaptateur en option pour le modèle 061112
- ✓ Volume : 0.5 - 5  $\mu$ l
- ✓ Division : 0.01  $\mu$ l
- ✓ Type de cône : 5  $\mu$ l

### Unité de vente :

1 Macropipette

---