

Désignation

- Pointe Macrotip 10ml

Référence

- 061155

Unité de vente : 300



Description

- Embouts macro 10 ml Qualitix®
- Ces embouts de qualité supérieure couvrent une plage de volumes de 1 à 10 ml. Tous les modèles sont autoclavables. Parfaitement adaptés aux pipettes Socorex® et offrent une large compatibilité avec d'autres marques. Fournis dans des sacs. Utiliser le rack vide pour stériliser les embouts.
- Conditionnement : 3 boites de 100

