

Désignation

- Manifold - 8 canaux - II - acier inox autoclave volume variable Socorex

Référence

- 061292

Unité de vente : 1



Description

- Le manifold permet la distribution et l'aspiration aisées de milieux de culture en plaques à 24 ou 96 puits.
- Il s'adapte aux seringues automatiques de laboratoire Dosys™ et aux microdispensers Acura®self-refill 865.
- Il est entièrement autoclavable à 121 °C.
- 8 canaux avec des écartements de 9 mm
- Il se fixe sur un embout Luer ou Luer Lock.
- Il est fait en acier inox avec bouchons PTFE.

