

# Manuphyl® Crème main Hydratation intense

## USAGE

**Manuphyl® Crème main Hydratation intense** est une réponse complète aux irritations quotidiennes des mains exposées aux lavages répétés, aux substances irritantes, au froid et aux tâches manuelles. Enrichie en protéine de blé et en allantoiné, **Manuphyl® Crème main Hydratation intense** procure un double effet hydratant et protecteur pour un résultat rapide et durable.

La peau retrouve souplesse et douceur. Sa formule non grasse et non parfumée, convient à tous types de peau même les plus sensibles.

## MODE D'ACTION

La perte de l'intégrité et de la cohésion des couches superficielles de l'épiderme constitue le premier stade des dermatoses professionnelles.

**Manuphyl® Crème main Hydratation intense** apporte à la couche cornée les constituants nécessaires à son équilibre hydro-lipidique et permet de prévenir et de compenser la délipidation des cornéocytes.

De plus, **Manuphyl® Crème main Hydratation intense** ramène le pH cutané à sa valeur normale. L'épiderme retrouve sa souplesse et peut donc assurer son rôle protecteur du derme profond vis à vis des agressions extérieures.

Une utilisation quotidienne permet le maintien d'un taux d'hydratation normal et préserve les fonctions protectrices naturelles de la peau.

## MODE D'EMPLOI

Appliquer une noisette de crème sur les mains propres et sèches 1 à 3 fois par jour. Masser légèrement en insistant sur les zones fragiles (ongles, entre les doigts...).

## INGREDIENTS

Aqua, Glycerin, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Octyldodecanol, Paraffinum Liquidum, Dimethicone, Cetyl Alcohol, Hydrolyzed Wheat Protein, Allantoin, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Carbomer, Sodium Hydroxyde.

pH légèrement acide.

## CONSERVATION

**Manuphyl® Crème main Hydratation intense** doit être conservée dans son emballage d'origine à température ambiante. Dans ces conditions, elle bénéficie d'une période d'utilisation après ouverture (PAO) de 18 mois.

## FABRICATION - CONTROLE

Les matières premières entrant dans la composition de **Manuphyl® Crème main Hydratation intense** ont été sélectionnées de manière à limiter le risque de réactions allergiques ou irritatives.

Les contrôles de matières premières et de fabrication conformes à la loi du 10/07/75 sont effectués sous surveillance pharmaceutique. Le remplissage des contenants est conforme au décret n°78-166 et aux directives européennes 75/106/CEE et 76/211/CEE.

## CONDITIONNEMENT

- Tube 50 ml (P.E. Recyclable)  
Disponible en pharmacie: Code ACL 469101 8
- Tube 100 ml (P.E. Recyclable)  
Disponible en pharmacie: Code ACL 645633 3
- Tube 15 ml (P.E. Recyclable)  
Disponible en pharmacie: Code ACL 464290 7
- Poche de 800 ml\* SORIBAG® à usage unique  
pour distributeur mural (P.E. Recyclable)

