

## Désignation

- Distributeur Calibrex 530 solutae 1ml Socorex

## Référence

- 061995

Unité de vente : 1



- Une génération de distributeurs avec une excellente résistance chimique, des résultats performants et un entretien simple. Ce modèle a un piston en verre ou céramique, enrobé d'une couche de PFA qui évite la cristallisation de solutions salines, d'acides forts ou faibles, ainsi que de bases. Compatibles avec tous les flacons standards, ils permettent une distribution sûre et reproductible de réactifs de 0.1 à 100 ml. Deux ans de garantie.
- Enrobage PFA du piston
- Idéal pour les solutions acides, basiques et salines
- Circuit du liquide visible en permanence
- Etalonnage aisé avec clé intégrée
- Choix du bouton de réglage (optionnel)
- Système de contrôle de flux avec robinet (optionnel)
- Code QR pour accéder au tableau de compatibilité chimique
- Autoclavable à 121°C / 250°F sans démontage