

Microcentrifugeuse pour plaques PCR ClearLine

Rotor libre évitant les projections

Support de plaque à 75° avant et après centrifugation


Support de plaque à 90° pendant la centrifugation

Vitesse fixe

Arrêt de la centrifugation à l'ouverture du couvercle

Arrêt en 4 secondes

Compatible avec tous les types de plaques PCR (avec jupe, semi ou non), microplaques ainsi que les plaques Deepwell (avec rotor en option)



Avant/Après centrifugation Pendant centrifugation

Vitesse	2550 rpm / 600g
Capacité	2 plaques PCR* ou 2 microplaques ou 192 tubes PCR 0.2ml ou 24 barrettes de 8 tubes
Dimensions L x l x H (mm)	230 x 260 x 197
Poids (kg)	4.1
Alimentation	230V, 50-60 Hz
Garantie	2 ans

*Capacité maximale de 4 plaques PCR en empilage avec le rotor pour plaques Deepwell

Référence	Désignation
062584	Adaptateur pour tubes PCR 0.2ml (les 2)
062585	Rotor pour plaques Deepwell (hauteur max. 35mm)

Unités :

1 centrifugeuse