

Agitateur vortex miniature ClearLine

- ✓ Modèle miniature
- ✓ Activation par pression
- ✓ Agitation de tube jusqu'à 50 ml
- ✓ Couleur : gris
- ✓ Vitesse fixe : 2800 rpm
- ✓ Orbite : 4 mm
- ✓ Température d'utilisation : 4 à 65°C
- ✓ Dimensions l x L x h : 94 x 99 x 66 mm
- ✓ Poids : 0.4 kg
- ✓ Alimentation : 240V / 50-60Hz
- ✓ Garantie : 2 ans



Unités :
1 vortex