

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Référence | 062617 |
| Désignation | Tube à centrifuger |



Description :

- ✓ En polypropylène vierge à haute clarté
- ✓ Centre du capuchon facilement perçable
- ✓ Graduations moulées
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 25000 g lors de l'utilisation dans un rotor adapté
- ✓ Utilisables de -86 °C à + 110 °C
- ✓ A faible rétention naturelle
- ✓ Autoclavables
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Coloris : Naturel
- ✓ Stérile

Unité de vente :

200 Tubes
