

FICHE TECHNIQUE

Référence	062622
Désignation	Tube à centrifuger



Description :

- ✓ En polypropylène vierge à haute clarté
- ✓ Centre du capuchon facilement perçable
- ✓ Graduations moulées
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 25000 g lors de l'utilisation dans un rotor adapté
- ✓ Utilisables de -86 °C à + 110 °C
- ✓ A faible rétention naturelle
- ✓ Autoclavables
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Coloris : Noir
- ✓ Non Stérile

Unité de vente :

200 Tubes
