

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	062623
<b>Désignation</b>	Tube à centrifuger



### Description :

- ✓ En polypropylène vierge à haute clarté
- ✓ Centre du capuchon facilement perçable
- ✓ Graduations moulées
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 25000 g lors de l'utilisation dans un rotor adapté
- ✓ Utilisables de -86 °C à + 110 °C
- ✓ A faible rétention naturelle
- ✓ Autoclavables
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Coloris : Assortis
- ✓ Non Stérile

### Unité de vente :

200 Tubes

---