

**FICHE TECHNIQUE**

**REFERENCE :**

**062646CL**

**Agitateur rotatif ClearLine®**

**Caractéristiques :**

- Agitateur rotatif pour tubes de 1.5 à 50 ml
- Vitesse et angle d'agitation réglables
- Mode réversible : rotation de 360° puis changement de sens
- Livré avec 3 carrousels :
  - pour 48 microtubes de 1,5 ou 2,0 ml
  - pour 20 tubes de 15 ml
  - pour 12 tubes de 50 ml



Vitesse d'agitation (rpm)	1 à 40
Angle d'agitation	0 à 90°
Timer	1 sec à 9 h ou continu
Capacité	48 microtubes de 1,5ml 20 tubes de 15 ml 12 tubes de 50 ml
Dimensions de l'agitateur L x P x H (mm)	210 x 270 x 320
Température d'utilisation	4 à 60°C
Poids (kg)	3,2
Alimentation électrique	230V, 50-60Hz

**Unité de vente :**

1 agitateur