

**FICHE TECHNIQUE**

**REFERENCE :**

**062649CL**

**Agitateur rotatif programmable  
ClearLine®**

**Caractéristiques :**

- Agitateur rotatif pour tubes de 1.5 à 50 ml
- Large gamme de mode de rotation et agitation
- 9 programmes préenregistrés, 2 programmes personnalisables
- Rotation à 360° avec possibilité de pause et d'agitation
- Utilisation en chambre froide et en incubateur
- Plate-forme en option pour fonction rocker
- Livré avec : 5 portoirs pour 6 tubes de 1,5 ml  
8 portoirs pour 1 tube de 15 ml  
2 portoirs pour 1 tube de 50 ml



Vitesse d'agitation (rpm)	1 à 80
Angle d'agitation	Jusqu'à 360°
Minuteur	1 sec à 99 h 59 min ou continu
Capacité	12 tubes de 50 ml 22 tubes de 15 ml 84 tubes de 1,5 ml
Dimensions de l'agitateur L x P x H (mm)	410 x 137 x 199
Température d'utilisation	2 à 70°C
Poids (kg)	2,27
Alimentation électrique	230V, 50-60Hz

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	--	C1 C2	PP*	Key:
										Custom Mode	Platform Rocking Mode	

**Unité de vente :**

1 agitateur