

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

062650CL

**Agitateur rotatif programmable
mini ClearLine®**

Caractéristiques :

- Agitateur rotatif pour tubes de 1.5 à 50 ml
- Large gamme de mode de rotation et agitation
- 9 programmes préenregistrés, 2 programmes personnalisables
- Rotation à 360° avec possibilité de pause et d'agitation
- Utilisation en chambre froide et en incubateur
- Plate-forme en option pour fonction rocker
- Livré avec : 2 portoirs pour 6 tubes de 1,5 ml
2 portoirs pour 1 tube de 15 ml
2 portoirs pour 1 tube de 50 ml



Vitesse d'agitation (rpm)	1 à 80
Angle d'agitation	Jusqu'à 360°
Minuteur	1 sec à 99 h 59 min ou continu
Capacité	6 tubes de 50 ml 10 tubes de 15 ml 60 tubes de 1,5 ml
Dimensions de l'agitateur L x P x H (mm)	290 x 137 x 199
Température d'utilisation	2 à 70°C
Poids (kg)	1,8
Alimentation électrique	230V, 50-60Hz

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	--	C1 C2	PP*	Key:
										Custom Mode	Platform Rocking Mode	

Unité de vente :

1 agitateur