

Désignation

- Microcentrifugeuse pour 8 tubes 5 à 15ml lc-8, vitesse maximale 3500 rpm

Référence

- 062759

Unité de vente : 1



Description

Modèle LC-8 Série Centrifugeuse de laboratoire (C3100 et C3200)

Spécifications :

- Vitesse : 3500 tr/min / 1500xg (C3100) 5000 tr/min / 3070xg (C3200)
- Capacité : 8 x 15ml
- Incrément de vitesse : 100 tr/min
- Minuteur : 20 s. à 99 min.
- Dimensions : 29,5 (L) x 36,5 (P) x 21 (H) cm
- Poids : 6,8 kg
- Électrique : 120V ou 230V, 50-60Hz, 150W
- Rayon du rotor : 10,96 cm

