

### Bain-marie ClearLine

Compact  
Fonction Quick-CAL pour un étalonnage simple  
Chambre sans soudure et sans coin en acier inox  
Nettoyage facile  
Couvercle à charnière transparent  
Drain pour le vidage  
Livré sans rack



Capacité (litres)	8
Gamme de température	Ambiante + 5°C à +100°C
Résolution de température	0.1°C
Uniformité de température	± 0.2°C à 37°C
Dimensions internes L x l x h (mm)	241 x 325 x 150
Dimensions externes L x l x h (mm)	285 x 444 x 441
Poids (kg)	8
Alimentation	230V, 50-60Hz

Référence	Désignation	Capacité
<b>062821</b>	Rack pour 40 tubes de 0,5ml	2
<b>062822</b>	Rack pour 40 tubes de 1,5/2ml	2
<b>062824</b>	Rack pour 76 tubes de 15ml	1
<b>062825</b>	Rack pour 30 tubes de 50ml	1

### Unités :

1 bain-marie