

FICHE TECHNIQUE

Référence	062901
Désignation	Microtubes



Description :

- ✓ Microtubes SureSeal
- ✓ En polypropylène BioClear
- ✓ Stériles
- ✓ Température d'utilisation : -90 °C à +121 °C
- ✓ Centrifugeables à 28 000 g
- ✓ Sac autostable
- ✓ 10 'stop-pops' inclus dans chaque sac permettant le verrouillage des tubes afin d'empêcher toute ouverture accidentelle
- ✓ Possibilité de faire des injections à travers le bouchon grâce à une zone plus fine de 2 mm de diamètre
- ✓ Sans pyrogènes
- ✓ Sans DNase RNase
- ✓ Transparent
- ✓ Volume : 1.5 ml

Unité de vente :

500 Microtubes