

FICHE TECHNIQUE

Référence	062967
Désignation	Microtube



Description :

- ✓ En polypropylène ultra transparent
- ✓ Avec bouche avec attache
- ✓ Sans pyrogènes
- ✓ Avec jupe
- ✓ Gradués
- ✓ Steriles
- ✓ Centrifugeables à 22 000 g
- ✓ Avec joint O-ring
- ✓ Garanti sans Dnase, sans Rnase, sans pyrogènes
- ✓ Dimension : 10,5 x 46,5 mm (Ø x haut)

Unité de vente :

1000 Microtubes
