

FICHE TECHNIQUE

Référence	063108
Désignation	Flacon protection électrodes



Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ S'adaptent sur les électrodes et les maintiennent au contact de la solution électrolytiques
- ✓ Système étanche qui évite l'évaporation et le dépôt de sel
- ✓ Avec capuchon à vis et joint d'étanchéité
- ✓ Trait circulaire indélébile, niveau maximum de produit électrolytique
- ✓ Volume : 25 ml
- ✓ Pour électrode de diamètre 12 mm

Unité de vente :

1 Flacon
