

FICHE TECHNIQUE

Référence	063203
Désignation	Flacons



Description :

- ✓ Flacon à col court LPDE
- ✓ Forme élancée et haute
- ✓ Etanches
- ✓ A compléter avec un bouchon, un compte-goutte ou une tige d'aspiration
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Diamètre corps : 60 mm
- ✓ Diamètre col interne : 19 mm
- ✓ Filetage : 25
- ✓ Hauteur : 127.5 mm

Unité de vente :

1 Flacon
