

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------------|
| Référence | 063292 |
| Désignation | Flacon col large |



Description :

- ✓ Flacon col large
- ✓ En PEHD
- ✓ Section carrée, sans bouchon
- ✓ Filetage \varnothing 45 mm
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Dimensions du corps : 59 x 59 mm
- ✓ Diamètre du col int : 35 mm
- ✓ Hauteur sans bouchon : 129.5 mm
- ✓ Renforcement prévu pour l'étiquetage
- ✓ Idéal pour substances liquides, pâteuses ou granulées
- ✓ Section carrée prévue pour l'étiquetage
- ✓ Homologation ONU pour solides

Unité de vente :

1 Flacon