

FICHE TECHNIQUE

Référence	063294
Désignation	Flacons carrés col large en HDPE naturel 1000mL



Description :

- ✓ Forme carrée
- ✓ Renforcement prévu pour l'étiquetage
- ✓ Idéal pour substances liquides, pâteuses, ou granulées
- ✓ Livré sans bouchon (à commander séparément)
- ✓ Homologation ONU pour solides

- ✓ Volume : 1000 mL
- ✓ Dimensions corps : 85 x 85 mm
- ✓ Diamètre intérieur du col : 42,5 mm
- ✓ Diamètre du filetage extérieur : 54 mm
- ✓ Hauteur sans bouchon : 214 mm

Unité de vente :

1