

carrés, teinte naturelle et blanc

Grâce à son col large, le flacon est facile à remplir et à nettoyer, étanche.

Section carrée.

Renforcement prévu pour l'étiquetage.

Trois types de bouchon.

Idéaux pour les liquides, les substances pâteuses et les granulés.

Application:

* Conditionnement * Echantillonnage * Transport * Stockage

Disponible en version standard avec homologation ONU*.
L'homologation n'est valable qu'en combinaison avec les bouchons proposés en ce page.

*sauf volumes capacités nominales 50 ml et 350 ml



Homologation ONU
pour solides

| Flacons à col étroit série 310 HDPE, teinte naturelle et blanc | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|-------|----------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| Volume Cap. nom. ml | A mm | B mm | C mm | D mm | Moule N° | Pces. par carton* | Homologation | Référence teinte naturelle | Référence blanc |
| 50 | 36 x 36 | 21,4 | 28 | 88,5 | 310-115 | 700 | - | 2000076398 | 2000084193 |
| 100 | 45 x 45 | 24 | 32 | 101 | 310-88 | 612 | UN 3H1/X0.3/S | 2000073094 | 2000079206 |
| 250 | 59 x 59 | 35 | 45 | 129,5 | 310-86 | 273 | UN 3H1/X0.8/S | 2000073095 | 2000079207 |
| 350 | 60 x 60 | 35 | 45 | 164 | 310-46 | 190 | - | 2000071138 | - |
| 500 | 75 x 75 | 42,5 | 54 | 162 | 310-89 | 124 | UN 3H1/X1.5/S | 2000073096 | 2000079209 |
| 750 | 83 x 83 | 42,5 | 54 | 188 | 310-48 | 90 | UN 3H1/X2.5/S | 2000071140 | 2000079210 |
| 1000 | 85 x 85 | 42,5 | 54 | 214 | 310-85 | 81 | UN 3H1/X2.5/S | 2000073097 | 2000079211 |
| 1500 | 108 x 108 | 68,5 | 80 | 209 | 310-93 | 42 | UN 3H1/X4/S | 2000073624 | 2000079212 |
| 2500 | 122 x 122 | 68,5 | 80 | 260 | 310-51 | 27 | UN 3H1/X5/S | 2000071143 | 2000079213 |
| 4000 | 142 x 142 | 68,5 | 80 | 294 | 310-52 | 15 | UN 3H1/X5.5/S | 2000071144 | 2000079214 |

* Unité de vente/Commande minimale

| | |
|---|---|
| ① | Bouchon à vis PP , noir, avec joint mousse PE. |
| ② | Bouchon d'originalité PP , bleu, avec cône d'étanchéité et bague d'invulnérabilité. |
| ③ | Bouchon d'originalité PP , rouge, avec joint mousse PE et bague d'invulnérabilité. |
| ④ | Aide pour visser : Une clé adaptable à toutes les tailles de bouchon de 100 à 4000 ml. |

| Pour flacon Cap. nom. ml | C mm | ① Référence | ② Référence | ③ Référence |
|--------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 50 | 28 | 2000071150 | 2000976304 | 2000084198 |
| 100 | 32 | 2000971152 | 2000073826 | 2000083761 |
| 250/350 | 45 | 2000971153 | 2000076306 | 2000083783 |
| 500/750/1000 | 54 | 2000971898 | 2000073199 | 2000083691 |
| 1500/2500/4000 | 80 | 2000971155 | 2000073775 | 2000083762 |



Merci de nous contacter pour avoir plus d'information sur l'aptitude alimentaire.

A = section corps B = col Øint. C = filetage Ø ext. D = hauteur sans bouchon