

FICHE TECHNIQUE

Référence	063305
Désignation	Flacon



Description :

- ✓ Flacon carré
- ✓ En PETG transparent
- ✓ Col large
- ✓ Dimensions corps : 46 x 46 mm
- ✓ Diamètre col interne : 31 mm
- ✓ Filetage diamètre extérieur : 40 mm
- ✓ Hauteur sans bouchon : 71 mm
- ✓ Livrés sans bouchon (à commander séparément)
- ✓ Translucide
- ✓ Volume : 100 ml

Unité de vente :

1 Flacon