



**carrés, teinte naturelle et blanc**

Section carrée.  
 Renforcement prévu pour l'étiquetage.  
 Quatre types de bouchon différents.  
 Idéaux pour les liquides, étanche.

**Application:**

- \* Conditionnement \* Echantillonnage
- \* Transport \* Stockage

**Flacons à col étroit serie 310 HDPE, teinte naturelle et blanc**

Volume Cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Référence teinte naturelle	Référence blanc
100	45 x 45	17	32	108	310-53 A	544	2000083970	2000084000
250	60 x 60	17	32	136	310-54 A	247	2000083971	2000083994
500	74 x 74	17	32	170	310-55 A	122	2000083972	2000083991
1000	85 x 85	17	32	221	310-56 A	72	2000083973	2000083992
2500	122 x 122	28	45	272	310-57 E	27	2000071149	2000082553

\* Unité de vente/Commande minimale



**Bouchons d'originalité PP**

①	<b>rouge</b> , avec joint mousse PE et bague d'inviolabilité
②	<b>bleu</b> , avec cône d'étanchéité et bague d'inviolabilité
③	<b>blanc/bleu</b> , pousser-tourner, cône d'étanchéité et bague d'inviolabilité
④	<b>blanc/rouge</b> , pousser-tourner, cône d'étanchéité, bague d'inviolabilité et membrane dégazage
⑤	<b>Bouchon dégazage, rouge</b> , avec insert dégazeur et bague d'inviolabilité (sans illustration)

**Bouchons pour flacons à col étroit serie 310 HDPE**

Pour flacon Cap. nom. ml	C mm	① Référence	② Référence	③ Référence	④ Référence	⑤ Référence
100 - 1000	32	2000084006	2000083951	2000084200	2000084201	2000085590
2500	45	2000084005	2000076305	-	-	-

Merci de nous contacter pour avoir plus d'information sur l'aptitude alimentaire.

**A = section corps B = col Øint. C = filetage Ø ext. D = hauteur sans bouchon**