

FICHE TECHNIQUE

Référence	063437
Désignation	Pissette à col large



Description :

- ✓ Rondes, teinte naturelle, LDPE
- ✓ Imprimé éthanol, coloris capuchon vert
- ✓ Avec symbole de danger
- ✓ Impressions des substances contenues en allemand, anglais et français
- ✓ Se vident entièrement même retournées grâce au tube d'expansion réglable en hauteur
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Diamètre col : 40 mm

Unité de vente :

1 pissette