

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	063440
<b>Désignation</b>	Pissette à col large



### Description :

- ✓ Rondes, teinte naturelle, LDPE
- ✓ Imprimé eau distillée, coloris capuchon bleu
- ✓ Avec symbole de danger
- ✓ Impressions des substances contenues en allemand, anglais et français
- ✓ Se vident entièrement même retournées grâce au tube d'expansion réglable en hauteur
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Diamètre col : 40 mm

### Unité de vente :

1 pissette