

FICHE TECHNIQUE

Référence	063448
Désignation	Flacon



Description :

- ✓ Flacons cylindriques gradués
- ✓ A col large
- ✓ HDPE
- ✓ Ronds
- ✓ Teinte naturelle
- ✓ Avec graduation
- ✓ Livrés avec bouchon vissant
- ✓ Bonne résistance aux produits chimiques
- ✓ Echelle de contenue graduée
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Diamètre corps : 61 mm
- ✓ Diamètre col intérieur : 24 mm
- ✓ Filetage diamètre externe : 28 mm
- ✓ Hauteur sans bouchon : 129.5 mm

Unité de vente :

1 Flacon
