

Désignation

- Flacon cylindrique à col large 50 ml en LDPE

Référence

- 063464

Unité de vente : 1



-
- Flacon a col large ldpe 50 ml rond naturel avec bouchon
 - Grâce à son col large, le flacon est facile à remplir et à nettoyer.
 - Idéal pour liquides, pour les produits pâteux et granulés, étanche.
 - Application : Prélèvement, Echantillonnage, Expédition, Transport, Stockage
 - Etanches
 - Flacons livrés avec bouchon
 - Volume 50 ml
 - Matériau LDPE
 - Diamètre du corps : 39 mm
 - Diamètre intérieur du col : 23.8 mm
 - Filetage : 32 mm
 - Hauteur sans bouchon : 76 mm