

## Désignation

- Flacon a col large ldpe 100 ml rond naturel avec bouchon filetage diam 32

## Référence

- 063465

Unité de vente : 1



- 
- Kautex™ Flacons à large col avec bouchon à vis
  - Conçus avec une large ouverture facilitant le remplissage et le nettoyage. Les flacons à col large Kautex™ sont parfaits pour les liquides, les pâtes et les granulés.
  - Application : Distribution, envoi d'échantillons, expédition, transport, stockage
  - Forme : Ronde
  - Matériau : PEBD
  - Non gradué
  - Capacité : 100 ml
  - Diamètre du col : 23.8 mm
  - Hauteur : 93.5 mm

