

FICHE TECHNIQUE

Référence	063478
Désignation	Flacon cylindrique ambré 50 ml



Description :

- ✓ Flacon cylindrique ambré en LDPE
- ✓ A col large
- ✓ Avec bouchon

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Protection contre les UV, pour les produits photosensibles

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Dimensions (\varnothing corps x \varnothing col x hauteur sans bouchon) : 39 x 23,8 x 76 mm
- ✓ Filetage (\varnothing ext) : 32 mm

Unité de vente :

1 Flacon