

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	064013
<b>Désignation</b>	Portoir universel en gradin



### Description :

- ✓ En polystyrène anti choc
- ✓ 5 tubes de 50 ml ( $\varnothing$  30 mm)
- ✓ 8 tubes 15 ml ( $\varnothing$  17 mm)
- ✓ 10 tubes 5 ml ( $\varnothing$  12 - 13 mm)
- ✓ 12 microtubes 1,5 ml ou 2 ml ( $\varnothing$  11 - 12 mm)
- ✓ Dimensions base : 134 x 201 mm
- ✓ Hauteur des gradins (du bas vers le haut) : 26, 32, 38 et 51 mm
- ✓ Coloris : vert

### Unité de vente :

1 Portoir

---