

FICHE TECHNIQUE

Référence	064014
Désignation	Portoir universel en gradin



Description :

- ✓ En polystyrène anti choc
- ✓ 5 tubes de 50 ml (\varnothing 30 mm)
- ✓ 8 tubes 15 ml (\varnothing 17 mm)
- ✓ 10 tubes 5 ml (\varnothing 12 - 13 mm)
- ✓ 12 microtubes 1,5 ml ou 2 ml (\varnothing 11 - 12 mm)
- ✓ Dimensions base : 134 x 201 mm
- ✓ Hauteur des gradins (du bas vers le haut) : 26, 32, 38 et 51 mm
- ✓ Coloris : jaune

Unité de vente :

1 Portoir
