

FICHE TECHNIQUE

Référence	064045
Désignation	Tubes



Description :

- ✓ Tubes à centrifuger
- ✓ En polypropylène
- ✓ Stérile
- ✓ Translucide
- ✓ Centrifugeables à 6000 g
- ✓ Fond conique
- ✓ Avec jupe
- ✓ En vrac (sachet de 10)
- ✓ Avec capuchon vissant étanche
- ✓ Capuchon vert
- ✓ \varnothing x h : 30 x 88 mm
- ✓ Volume : 30 ml

Unité de vente :

500 Tubes
