

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	064069
<b>Désignation</b>	Colonnes chromatographie



### Description :

- ✓ Colonne d'extraction
- ✓ En polypropylène
- ✓ Mini-colonnes à usage unique
- ✓ Pour le fractionnement, le dessalage
- ✓ Résiste à la plupart des solvants
- ✓ Livrées avec filtre, réservoir et capuchon
- ✓ Filtre 45 – 90 µm
- ✓ Longueur : 8.6 cm

### Unité de vente :

200 Colonnes

---