

Désignation

- Pots de prélèvement 4950ml en vrac avec capuchon emboitant

Référence

- 064246

Unité de vente : 12



Description

- Pot de prélèvement
- Coloris naturel
- Matière : polyéthylène (PE)
- Capuchon pression en HDPE
- Moulés avec précision à partir de polyéthylène très résistant à la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, la plupart des bases et les acides faibles. Peut résister à l'ébullition et à la congélation.
- Volume 4950 mL
- Dimensions (diamètre bas x diamètre haut) : 197 x 210 mm
- Hauteur : 201 mm
- Conditionnement : en vrac

